

## HX6871/47 ProtectiveClean 6100 Philips



Categorie: Elektrische tandenborstel

Merk: Philips

Model: HX6871/47

8 7 1 0 1 0 3 8 4 6 7 2 7



139,99€

### OMSCHRIJVING

#### Wittere tanden. Zachte reiniging.

Wittere tanden in slechts 1 week.

- Ingebouwde poetsdruksensor
- 3 poetsstanden, 3 sterktes
- 2 BrushSync-functies
- Reisetui

#### Wittere tanden in slechts één week

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

### **Drie poetsstanden, drie intensiteiten**

Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoefte met een keuze uit drie poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.

### **Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen**

U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

### **Laat u weten wanneer u te hard drukt**

U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de elektrische tandenborstel met poetsdruksensor wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

### **Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels**

Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die Smart-koppeling van poetsstanden en vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

### **Selecteer de optimale poetsstand en intensiteit**

Vraagt u zich wel eens af welke poetsstand en intensiteit u moet gebruiken? Dat is niet meer nodig. BrushSync-koppeling laat uw slimme handvat weten welke opzetborstel u gebruikt. Als u bijvoorbeeld een opzetborstel voor tandvleesverzorging op het handvat klikt, weet de tandenborstel exact welke poetsstand en intensiteit optimaal zijn voor het reinigen van uw tandvlees. U hoeft alleen nog maar op de aan-uitknop te drukken.

### **Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 13u - 18u  | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | GESLOTEN    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

### Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

### Aanmoediging om grondig te poetsen

Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

### Maakt reizen makkelijker voor u

In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

## SPECIFICATIE



### Algemeen

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Aantal oscillaties-rotaties/min | 62000                |
| Aantal stuks                    | 1 Stuks              |
| Poetstechniek                   | Sonische technologie |


### Fysieke kenmerken

|             |             |
|-------------|-------------|
| Kleur       | Blauw       |
| Kleur/Stijl | Marineblauw |

### Gebruiksgemak

|                    |   |
|--------------------|---|
| AI technologie     |  |
| Twee minuten timer |  |

### Poetsstanden

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aantal poetsstanden | 3   |
| Witte tanden        |  |

### Stroom

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Batterijtechnologie | Lithium-ion |
|---------------------|-------------|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 13u - 18u  | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | GESLOTEN    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |

Maximale  
batterijduur

14 uur

---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 13u - 18u  | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | GESLOTEN    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |