

HX6830/44 ProtectiveClean 4500 Philips



Categorie: Elektrische tandenborstel

Merk: Philips

Model: HX6830/44

8 7 1 0 1 0 3 8 8 2 8 3 1



92,99€

OMSCHRIJVING

Wittere tanden. Zachte reiniging.

Wittere tanden in slechts 1 week.

- Ingebouwde poetsdruksensor
- 2 poetsstanden
- 1 x BrushSync-functie

Wittere tanden in slechts één week

Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

witter maken.

Clean & White-poetsstand

Of u nu tandplak wilt verwijderen of uw tanden extra goed wilt polijsten, deze elektrische tandenborstel maakt uw tanden extra wit en biedt alles wat u nodig hebt: de Clean-poetsstand biedt superieure reiniging en White is ideaal voor het verwijderen van tandaanslag.

Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Laat u weten wanneer u te hard drukt

U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de elektrische tandenborstel met poetsdruksensor wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

De Philips Sonicare 4500 heeft een technologie met microchip die de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel detecteert en synchroniseert. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

Aanmoediging om grondig te poetsen

Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt geпоetst.

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel

Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe Philips Sonicare ProtectiveClean 4500-tandenborstel.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal oscillaties-rotaties/min	62000
Aantal stuks	1 Stuks
Poetstechniek	Sonische technologie

Fysieke kenmerken

Kleur	Grijs, Zilver
-------	---------------

Gebruiksgemak

Twee minuten timer	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	-------------------------------------

Poetsstanden

Aantal poetsstanden	2
Witte tanden	<input checked="" type="checkbox"/>

Stroom

Batterijtechnologie	Lithium-ion
Maximale batterijduur	14 Dagen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		